

PROWADNICE IGIEŁ W PŁASZCZYŹNIE DO ULTRASONOGRAFII



🔥 Prowadnica Infiniti Plus™ firmy CIVCO

umożliwia prowadzenie igły i instrumentów w płaszczyźnie skanowania, zapewniając bezpieczne i wydajne procedury nakłuwania pod kontrolą USG. Otwarty kanał jednorazowej prowadnicy umożliwia prowadzenie igły i instrumentów pod różnymi kątami do płytkiego i głębokiego dostępu podczas zabiegów takich jak biopsja tkanki, aspiracja płynów i wprowadzanie cewnika.

🔥 System prowadzenia igły biopsyjnej

CIVCO Infiniti Plus™ jest skutecznym narzędziem w procedurze blokady nerwów. Prowadnica CIVCO Infiniti Plus™ jest szeroko stosowana zarówno do blokad nerwów kończyn górnych jak i dolnych.

Badania kliniczne pokazują przydatność systemu prowadzenia igły CIVCO Infiniti Plus™ podczas dostępu do powierzchniowych jak i głębokich struktur, zapewniając dokładne i powtarzalne wyniki.

Lepsza wizualizacja igły

- ▶ system prowadzenia igły CIVCO Infiniti Plus™ utrzymuje końcówkę igły w płaszczyźnie skanowania
- ▶ wielokątna prowadnica igły CIVCO Infiniti Plus™ zapewnia lepsze utrzymanie igły w płaszczyźnie wiązki ultrasonograficznej w porównaniu z techniką z wolnej ręki
- ▶ prowadnica igły CIVCO Infiniti Plus™ znacząco poprawia ślad igły i zmniejsza prawdopodobieństwo ominięcia naczynia / nerwu
- ▶ zastosowanie prowadnicy igły znacząco poprawia jej wizualizację podczas znieczulenia miejscowego pod kontrolą ultrasonografii

Skrócenie czasu zabiegu

- ▶ prowadnica igły CIVCO Infiniti Plus™ pozwala na skrócenie czasu skutecznego umieszczenia igły
- ▶ użycie prowadnicy igły biopsyjnej skutkuje krótszym czasem dostępu i zwiększonym powodzeniem przy pierwszej i drugiej próbie wkłucia
- ▶ prowadnica igły CIVCO Infiniti Plus™ skraca czas procedury niezależnie od poziomu doświadczenia operatora

Zwiększone bezpieczeństwo pacjenta

- ▶ prowadnica igły CIVCO Infiniti Plus™ pomaga ograniczyć przypadkowe nakłucia sąsiednich struktur zwiększając bezpieczeństwo pacjenta
- ▶ prowadnica igły CIVCO Infiniti Plus™ może poprawić bezpieczeństwo i komfort pacjenta podczas blokady nerwów obwodowych

Poprawa satysfakcji lekarza

- ▶ prowadnica igły CIVCO Infiniti Plus™ przyczynia się do zadowolenia personelu
- ▶ 100% lekarzy stwierdziło, że ponownie skorzystałoby z prowadnicy CIVCO Infiniti Plus™

System prowadzenia igły Infiniti Plus™ firmy CIVCO wykorzystuje dwuczęściowy system składający się z nie-standardowej prowadnicy wielokrotnego użytku dostosowanej do sondy ultrasonograficznej i jednorazowej sterylnej zatrzaskowej prowadnicy igły. Sterylne zestawy zabiegowe obejmują: prowadnicę igły Infiniti Plus™, sterylną osłonę sondy ultrasonograficznej, opakowanie żelu i kolorowe opaski elastyczne.



Blokada nadobojczykowa jest wykonywana w płaszczyźnie wiązki ultrasonograficznej przy użyciu prowadnicy igły CIVCO Infiniti Plus™. Cała długość igły jest wizualizowana, gdy jest przesuwana do tylnej granicy splotu, omijając tętnicę podobojczykową.

System współpracuje z aparatami ultrasonograficznymi czołowych producentów: Canon, GE, Esaote, Philips, B&K, SonoSite, Mindray, Siemens, SuperSonic.

Każdy zestaw startowy zawiera wspornik wielokrotnego użytku i pięć sterylnych zestawów zabiegowych, w tym: prowadnicę igły, złożoną teleskopowo osłonę głowicy CIV-Flex™, opakowanie żelu i kolorowe opaski elastyczne.

Przedstawiciel handlowy:

Tomasz Kodłubaj:

Sebastian Siegmund:

Bartosz Brzek:

Andrzej Poroszewski:

Patryk Zalewski:

telefon:

+48 660 610 312

+48 538 622 072

+48 539 143 408

+48 539 141 638

+48 662 039 787

e-mail:

tomasz.kodlubaj@e-mds.pl

sebastian.siegmund@e-mds.pl

bartosz.brzek@e-mds.pl

andrzej.poroszewski@e-mds.pl

patryk.zalewski@e-mds.pl

MDS
cardio

Producent:
CIVCO Medical Solutions
102 First Street South
Iowa 52247-9589, USA



DYSTRYBUCJA w Polsce: MDS Cardio Sp. z o.o.; 02-858 Warszawa, ul. Transportowców 11; tel. 22 644 80 62; e-mail mds@e-mds.pl