

PROWADNICA IGŁY ENDOKAWITARNEJ

Prowadnice umożliwiają wykonywanie kierowanych procedur z użyciem igły/instrumentu z zastosowaniem wewnątrzjamowej sondy ultrasonograficznej. Jednorazowe prowadnice endokawitarne firmy **CIVCO™** zapewniają bezpieczne i skuteczne sposoby przeprowadzania zabiegów wewnątrzjamowych, w tym biopsji tkanek, aspiracji płynów i zabiegów leczniczych.

Jednocześnie prowadnica pomaga w zapobieganiu przenoszenia drobnoustrojów, płynów ustrojowych i cząstek stałych na pacjenta i pracownika opieki zdrowotnej podczas ponownego użycia sondy.



Jednocześnie konstrukcja prowadnicy oferuje niski profil, gładką końcówkę wejścia oraz została zaprojektowana z myślą o komforcie pacjenta.

Prowadnica poprawia stabilność wprowadzanej igły zapewniając jej bezpieczne umiejscowienie podczas procedury. Formuła prowadnicy igłowej jednorazowego użytku zmniejsza ryzyko zakażeń krzyżowych przy jednoczesnym zwiększeniu przepływu pacjentów.

Prowadnica akceptuje instrumenty o średnicy 16-1G, długość kanału roboczego 10.7cm oraz posiadają kąt 1°.

Wybrane zestawy zawierają sterylne opakowanie żelu, osłonki na głowice oraz kolorowe elastyczne opaski.

WŁAŚCIWOŚCI ORAZ ZALETY:

- Zgodność ścieżki igły biopsyjnej z linią biopsyjną na ekranie monitora zapewnia bezpieczeństwo pacjenta i precyzję wkłucia.
- Nowa nisko profilowa końcówka poprawia komfort pacjenta podczas procedur endowaginalnych oraz endorektalnych
- Konstrukcja jednorazowa zmniejsza ryzyko zakażenia krzyżowego oraz zwiększa wydajność w połączeniu z prostotą oraz bezpieczeństwem
- Do zastosowania w działach biopsyjnymi i igłami wiodących producentów



**ZAPYTAJ O DZIAŁA
I IGŁY BIOPSYJNE
W CELU UZYSKANIA
KOMPLEKSOWEGO
ROZWIĄZANIA!**



Przedstawiciel handlowy:

Tomasz Kodłubaj:
Sebastian Siegmund:
Bartosz Brzęk:
Andrzej Poroszewski:
Patrik Zalewski:

telefon:

+48 660 610 312
+48 538 622 072
+48 539 143 408
+48 539 141 638
+48 662 039 787

e-mail:

tomasz.kodlubaj@e-mds.pl
sebastian.siegmund@e-mds.pl
bartosz.brzek@e-mds.pl
andrzej.poroszewski@e-mds.pl
patrik.zalewski@e-mds.pl



DYSTRYBUCJA w Polsce: MDS Cardio Sp. z o.o.; 02-858 Warszawa,
ul. Transportowców 11; tel. 22 644 80 62; e-mail mds@e-mds.pl

Producent:

CIVCO Medical Solutions
102 First Street South
Iowa 52247-9589, USA

