



Przeprowadzono badania MEA i endotoksyn (LAL) na przewodnicach do pobierania komórek jajowych do zapłodnienia in vitro

Krytyczna procedura wymagająca bezpiecznych produktów

Prowadnice endokawitarne firmy CIVCO zostały przetestowane pod kątem MEA i endotoksyn (LAL) do pobierania komórek jajowych w ramach procedury IVF, co gwarantuje, że nasze przewodnice są wolne od szkodliwych endotoksyn. Testy są wymagane przez FDA i muszą być przeprowadzane na KAŻDYM produkcie do IVF, który podczas użytkowania może mieć kontakt z gametami lub embrionami.

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować najbezpieczniejsze i najbardziej niezawodne przewodnice endokawitarne dostępne na rynku.

CIVCO jest liderem w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Nasze przewodnice endokawitarne są:

- Przetestowane pod kątem bezpieczeństwa za pomocą testu Limulus Amebocyte Lysate (LAL)*
- Wolne od wysokiego poziomu endotoksyn
- Niezawodne i bezpieczne w stosowaniu w procedurach IVF

Oprócz tych zalet, nasze przetestowane przewodnice umożliwiają łatwą wizualizację podczas procesu pobierania.

Udowodnij swoim pacjentom, że zależy Ci na ich bezpieczeństwie

Zapewnij swoich pacjentów, że ich bezpieczeństwo jest Twoim najwyższym priorytetem podczas zabiegu pobrania komórek jajowych, stosując przewodnice endokawitarne CIVCO przetestowane pod kątem MEA i endotoksyn (LAL).

- Jedyna przewodnica endokawitarna która po każdej partii produkcyjnej przechodzi rygorystyczne testy MEA i endotoksyn (LAL), co potwierdza etykieta produktu i identyfikowalność partii na stronie CIVCO.com.

Jednokomórkowy MEA: $\geq 80\%$ zarodków rozwinęło się do stadium rozszerzonej blastocysty w ciągu 96 godzin.
Przeszedł test USP na obecność endotoksyn (LAL) z wynikiem 20 EU lub mniej na urządzenie.

	Nr części IVF	Opis
	810-400	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Canon PVF-641VT, PVM-651VT, PVN-661VT, PVT-661VT, PVQ-641V i Siemens EC9-4 (ACUSON S1000, S2000, S3000 i SONOLINE Antares).
	810-410	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z International Biomedical E717 6,5 MHz, Mindray EV6,5 MHz/R10, 6CV1, 6CV1s, 65EB10EA, V10-4, V10-4s, V11-3s, V11-3Ws, Samsung Medison EC4-9ES, EC4-9IS, ER4-9ES, Siemens 6.5EC10, SuperSonic SE12-3 i E12-3
	842-001	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z GE Healthcare E72, E721, E8C, E8C-RS, E8CS, IC5-9-D, IC5-9H, IC9B-RS, MTZ i MZ.
	842-002	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z GE Healthcare IC9.
	842-009	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z GE Healthcare RIC10
	844-001	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Fujifilm Healthcare C41VI.
	857-001	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z ECM E610R, Samsung Medison EVN4-9, ER4-9/10ED, EV4-9/10ED i Ultrasonix EC9-5.
	857-004	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Samsung Medison EA2-11AR/EA2-11AV
	867-001	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Philips C9-5 ICT i C9-5ec.
	867-003	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Philips C9-4v.
	867-004	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z GE Healthcare RIC5-9 i RIC6-12 oraz Samsung Medison EV3-10B i VS-9.
	867-005	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Philips C8-4v, C9- 3v i C10-3v.
	867-010	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Philips ClearVue C9-4v.
	876-001	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Siemens EC9-4 i EV9-4 (w modelach G40, Acuson XISO, X300) oraz Samsung Medison EA2-118.
	880-001	Sterylna prowadnica igłowa do IVF do stosowania z Canon Medical Systems PVT-781VT, PVT-781VTE, PVU-781VT i PVU-781VTE.

Zamów teraz:

