

## IGŁA LOKALIZACYJNA ACCURA II™ (typ Sadovsky)



Igła do lokalizacji piersi Accura™ II (typ Sadovsky) jest dostarczana ze sterylną, oddzielnie pakowaną kaniulą usztywniającą 23G. Łatwo umieszczana przez chirurga nad przewodem, kaniula wskazuje przebieg przewodu, zapewnia wyczuwalny punkt orientacyjny i zapobiega przypadkowemu przecięciu przewodu.

### Kluczowe cechy produktu

- Oznaczenia centymetrowe zapewniają odniesienie dla umieszczenia głębokości
- Karbowana piasta igły ułatwiająca ładowanie drutu
- Drut jest oznaczony w dwóch miejscach: I oznacza drut na dystalnej końcówce igły; II oznacza rozmieszczenie kolców

Nr katalogowy	Rozmiar	Pasuje do	Opakowanie
266050	20 G	5 cm	10
266075	20 G	7.5 cm	10
266100	20 G	10 cm	10

Przedstawiciel handlowy: Tomasz Kodłubaj +48 660 610 312; [tomasz.kodlubaj@e-mds.pl](mailto:tomasz.kodlubaj@e-mds.pl)

### DYSTRYBUCJA w Polsce:



#### **MDS Cardio Sp. z o.o.**

02-858 Warszawa, ul Transportowców 11

NIP: 9512102903 REGON 015692785 BDO000015772

Tel: 22-644-80-62 fax: 22-644-81-89 [www.e-mds.pl](http://www.e-mds.pl)

Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XIII Wzd. Gosp. KRS wpisano pod numerem 0000199748  
Kapitał zakładowy: 264 000,00 PLN

### Producent:

Argon Medical Devices Inc.  
7800 Dallas Parkway, Suite 200  
Plano, TX 75024 USA