

CIV-Flex™

UNIWERSALNE OSŁONY NA SONDY USG



Polecane od ponad dwóch dekad osłony CIV-Flex™ firmy CIVCO są teraz dostępne w długościach 61, 91,5 oraz 147 cm. Osłony o przedłużonej długości zapewniają dodatkową sterylną ochronę podczas wykonywania rutynowych procedur punkcji i drenażu. Udoskonalone składanie teleskopowe pozwala na łatwą aplikację żelu, a także łatwe nałożenie osłony na głowicę. Sterylne zestawy zabiegowe ogólnego przeznaczenia obejmują osłonę głowicy, sterylny pakiet żelu i kolorowe opaski elastyczne.

Przedstawiciel handlowy:

Tomasz Kodłubaj:
Sebastian Siegmund:
Bartosz Brzek:
Andrzej Poroszewski:
Patrik Zalewski:

telefon:

+48 660 610 312
+48 538 622 072
+48 539 143 408
+48 539 141 638
+48 662 039 787

e-mail:

tomasz.kodlubaj@e-mds.pl
sebastian.siegmund@e-mds.pl
bartosz.brzek@e-mds.pl
andrzej.poroszewski@e-mds.pl
patrik.zalewski@e-mds.pl



DYSTRYBUCJA w Polsce: MDS Cardio Sp. z o.o.;
02-858 Warszawa,
ul. Transportowców 11; tel. 22 644 80 62;
e-mail: mds@e-mds.pl

Producent:

CIVCO Medical Solutions
102 First Street South
Iowa 52247-9589, USA



Verza™

GUIDANCE SYSTEM

PROWADNICE IGIEŁ W PROCEDURACH BIOPSJI POD KONTROLĄ USG

CIVCO Verza™ to system biopsyjny nowej generacji firmy CIVCO gwarantujący pozycjonowanie igły w płaszczyźnie wiązki ultradźwiękowej sondy i zapewniający pewne wyniki kliniczne podczas interwencji pod kontrolą usg.

System CIVCO Verza™ to:

- skrócenie czasu zabiegu
- zwiększenie widoczności wkluwanej igły
- ograniczenie manipulacji igłą; mniej urazów i większy komfort pacjenta
- pewne wyniki kliniczne
- 5 zmiennych kątów wkucia igły, 14 rozmiarów igieł
- bezpieczne, przyjazne dla użytkownika wprowadzanie igły
- możliwość usunięcia sondy z prowadnicą po wkluciu igły
- sterylne, gotowe do użytku zestawy zabiegowe



Prowadnica CIVCO Verza™ jest dedykowana do współpracy z sondami ultrasonograficznymi wyposażonymi w systemem VerzaLink™. VerzaLink™ eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnej obejmy; prowadnica mocowana jest bezpośrednio do wyprofilowania sondy ultrasonograficznej.



Dla sond bez systemu VerzaLink™ możliwe jest stosowanie prowadnic CIVCO Verza™ z wykorzystaniem dołączanej, wielorazowego użytku dedykowanej do sondy obejmy.

Prowadnice CIVCO Verza™ współpracują z sondami czołowych producentów ultrasonografów: **Canon, Fujifilm, GE Healthcare, Philips, Samsung, Siemens**. Innowacyjna konstrukcja prowadnicy CIVCO Verza™ pozwala na skrócenie długości strefy martwej wkt wanej igły zapewniając wysoką stabilność igły i większą dokładność wklucia.

Prowadnica CIVCO Verza™ oferuje pięć kątów wklucia igły biopsyjnej co zapewnia dogodny dostęp do nakłuwanej zmiany niezależnie od jej lokalizacji. Prowadnica CIVCO Verza™ akceptuje pełną gamę rozmiarów urządzeń interwencyjnych i igieł biopsyjnych, w tym: 12F, 10F, 9F, 8F, 7F, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G i 25G.

Ustanawiając nowy standard w zakresie komfortu użytkowania, CIVCO Verza™ oferuje łatwy do odczytania rozmiar prowadnicy, wskaźnik kąta wklucia i mechanizm szybkiego zwalniania blokady igły w celu jej bezpiecznego odłączenia od głowicy usg.

System biopsyjny Verza™ jest przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych.

Do stosowania w procedurach:

- biopsji gruboigłowej
- biopsji cienkoigłowej aspiracyjnej
- elektroporacji nieodwracalnej
- termoablacji
- krioablacji
- iniekcji mięśniowych i stawowych
- implantacji znaczników śródtkankowych
- pozycjonowania igieł lokalizacyjnych
- drenażu pod kontrolą usg
- drenażu dróg żółciowych
- zakładania cewników do nefrostomii
- biopsji próżniowej
- zakładania cewnika do cholecystektomii



› **ZESTAW DO BIOPSJI CIVCO Verza™ DO GŁOWIC USG Z SYSTEMEM VerzaLink** i uzupełniający DO GŁOWIC USG BEZ SYSTEMU VerzaLink:

- prowadnica Civco Verza™; sterylna, jednorazowego użytku – **24 sztuki**
- wkłady prowadnicy o rozmiarach 12F, 10F, 9F, 8F, 7F, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G i 25G, jednorazowego użytku – **24 sztuki**
- CIV-Flex (3D); sterylna osłona czoła i przewodu sondy usg – **24 sztuki**
- opaski mocujące; sterylne – **48 sztuki**
- żel usg; saszetki – **24 sztuki**

› **ZESTAW STARTOWY DO BIOPSJI CIVCO Verza™ DO GŁOWIC USG BEZ SYSTEMU VerzaLink:**

- przystawka (obejma) sondy; wielorazowego użytku, niesterylna
- prowadnica Civco Verza™; sterylna, jednorazowego użytku – **5 sztuk**
- wkłady prowadnicy o rozmiarach 12F, 10F, 9F, 8F, 7F, 14G, 15G, 16G, 17G, 18G, 20G, 21G, 22G i 25G, sterylne, jednorazowego użytku – **5 sztuk**
- CIV-Flex (3D); sterylna osłona czoła i przewodu sondy usg – **5 sztuk**
- opaski mocujące; sterylne – **10 sztuk**
- żel usg; saszetki – **5 sztuk**

POZNAJ NOWE GRANICE BIOPSJI ULTRADŹWIEKOWEJ

Zaprojektowany przy szerokim udziale lekarzy system biopsyjny Verza zapewnia niezrównaną wszechstronność kliniczną, lepsze wrażenia użytkownika i pewne wyniki.

- **Wszechstronność kliniczna**

Pięć kątów wklucia dla lepszego dostępu anatomicznego

Rozszerzony zakres rozmiarów wkładów prowadnicy akceptujących szeroki wybór instrumentów

- **Lepsze doświadczenie użytkownika**

Konstrukcja bez przystawki zwiększa manewrowalność sondą

Bezpośrednie mocowanie prowadnicy do sondy

- **Pewne wyniki**

Zminimalizowana martwa strefa

i niekierowana długość igły

Optymalna stabilność



Verza™
GUIDANCE SYSTEM