



Cewnik HSG



Cewniki HSG firmy CooperSurgical® są przeznaczone do diagnozowania niedrożności lub nieprawidłowości w jamie macicy i jajowodach. Mogą być używane zarówno do histerosalpingografii (HSG), jak i histerosonografii.

Cienkie, elastyczne rurki są łatwo wprowadzane do szyjki macicy, gdzie bezlateksowy koncentryczny balon pomaga zabezpieczyć cewnik na miejscu.

Cewniki są kompatybilne zarówno z barwnikami kontrastowymi na bazie oleju, jak i roztworami na bazie soli fizjologicznej, dzięki czemu nadają się zarówno do obrazowania rentgenowskiego, jak i ultrasonograficznego.

Cechy:

- Elastyczny, nieprzepuszczający promieniowania trzon cewnika z poliuretanu zapewnia widoczność na zdjęciu rentgenowskim i umożliwia precyzyjne umieszczenie cewnika.
- Miękki, niezawierający lateksu koncentryczny balon umieszczony 3 mm od końcówki cewnika w celu zminimalizowania dyskomfortu pacjenta.
- Atraumatyczna, gładka, okrągła końcówka cewnika umożliwia łatwe wprowadzenie drutu prowadzącego.
- Wstępnie ustawiona strzykawka z zaworem odcinającym umożliwia wygodne napełnianie balonu.
- Dostępne w dwóch średnicach: 5F i 7F.

Informacje dotyczące zamawiania

Nr ref.	Opis	Akceptuje prowadnik	Ilość/pudełko
61-5005	Cewnik HSG 5F (dostęp boczny)	0,018"	10
61-5007	Cewnik HSG 7F (dostęp boczny)	0,018"	10

Dystrybucja w Polsce:



MDS Cardio Sp. z o.o.
02-858 Warszawa, ul Transportowców 11
Tel: 22-644-80-62 fax: 22-644-81-89
www.e-mds.pl